

LC-OCT 皮膚用高分解能システム






Line-field Confocal Optical Coherence Tomography



水平モード(En-face)


垂直モード(En-coupe)




**水平・垂直ライブモードを
1クリックで瞬時に切り替え**

LC-OCTは浸透性をもつ深さの皮膚の微細内部構造(真皮までの深さ)を、高解像度(single-cell)イメージングによって非破壊でスピーディーに観測します。

独自技術の3Dイメージング撮像で、En-face(水平)モード・En-coupe(垂直)モード・3D画像モードの切り替えがその場で瞬時に行えます。



DEJ 3D Segmentation



Skin Surface 3D Segmentation



**ハンドリングで動作可能な
プローブで、撮像が自由自在**

撮像したい場所にプローブを固定することで、任意の位置の断層画像を撮像したり、任意の深さの平面画像が撮像できます。



**Systems
Engineering**

株式会社 システムズエンジニアリング

イメージング事業部

E-mail : info@systems-eng.co.jp

<https://www.systems-eng.co.jp>



本社 : 〒112-0002 東京都文京区小石川 1-4-12 文京ガーデンザウエスト 801 TEL. 03-3868-2634
西日本営業所 : 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原 2-14-4 MF 新大阪ビル 3F TEL. 06-6868-9790
ものづくり技術センター : 〒174-0041 東京都板橋区舟渡 3-5-8 MIC1-303 TEL. 03-6279-8908