

錠剤成形器 ハンディプレス

真空ポンプ・油圧プレス不要で KBr 錠剤作成

特長

ハンディプレスは減圧などの面倒な操作なしで、赤外分光分析 (FT-IR) 用 KBr 錠剤を簡単に作成することができます。作成した KBr 錠剤はカラーから取り出さずに、そのまま透過測定ホルダーにセットし、測定します。

透過測定ホルダーは 7 mm 錠剤カラーと 1, 3 mm 錠剤カラーがセットできるデュアルペレットホルダーが付属します。



オーダー情報

○ハンディプレスキット

P161-1100 ハンディプレスセット

ハンディプレス本体、1, 3, 7 mm ダイセット、デュアルペレットホルダー

○スペア・消耗品

P161-5700 デュアルペレットホルダー

1, 3, 7 mm ペレット用

P161-1018 シングルペレットホルダー

7 mm ペレット用

P160-8010 KBr 粉末 (100g)

P161-5050 メノウ乳鉢 (φ 50 mm)

P161-1027 ハンディプレス本体

P161-1028 1 mm ダイセット

P161-1024 3 mm ダイセット

P161-1010 7 mm ダイセット



デュアルペレットホルダー



7 mm ペレットホルダー

